


Anticuerpo Policlonal Anti-Zfyve9 Para Wb Y Elisa - 095405

Número de artículo: CM0024975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZFYVE9 humano (SARA), adecuado para WB y ELISA. Se dirige a la proteína de endosoma temprano involucrada en la señalización de TGF- β y la localización de SMAD. Ideal para investigación y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFYVE9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9372
GeneID	9372
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de ZFYVE9 humano (NP_004790.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	095405
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo