

Anticuerpo Policlonal Anti-Zgpat Para Wb, Elisa - Q8N5A5

Número de artículo: CM0024457



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZGPAT humano para aplicaciones de WB y ELISA.

Muestra reactividad cruzada con ratón. ZGPAT es un represor transcripcional con potencial de supresor de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZGPAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84619
GeneID	84619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 213-272 del ZGPAT humano (NP_115916.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8N5A5
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo