

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zhx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X8

Número de artículo: CM0023674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ZHX2 humano, un represor transcripcional involucrado en el desarrollo retiniano y el mantenimiento de progenitores neurales. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ZHX2 Rabbit pAb
Notas/Alias	RAF; AFR1; ZHX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22882
GeneID	22882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-837 de ZHX2 humano (NP_055758.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6X8
Peso de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo