

Anticuerpo Policlonal Anti-Zic3 Para Wb Y Elisa - O60481

Número de artículo: CM0027689



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra ZIC3 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de procesos del desarrollo y la asimetría izquierda-derecha.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZIC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Especie	Humano
GeneID	7547
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la ZIC3 humana (NP_003404.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60481
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo