


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zinc-A2-Glicoproteína (Zag/Azgp1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25311

Número de artículo: CM0002854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Zinc- α 2-glicoproteína humana (ZAG/AZGP1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudiar la degradación de lípidos y la pérdida de grasa asociada al cáncer. UniProt: P25311.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Zinc- α 2-glicoproteína (ZAG/AZGP1)
Observaciones/Alias	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glicoproteína (ZAG/AZGP1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	563
ID del Gen	563
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Zinc- α 2-glicoproteína humana (ZAG/AZGP1) (P25311).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25311
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo