


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zinc-A2-Glicoproteína (Zag/Azgp1) Para Wb Y Elisa - P25311

Número de artículo: CM0028633



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Zinc- α 2-glicoproteína (ZAG/AZGP1) validado para WB y ELISA. Detecta la ZAG humana y de ratón, un factor secretor de movilización lipídica implicado en la caquexia cancerosa. Ideal para investigación en metabolismo y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Zinc- α 2-glicoproteína (ZAG/AZGP1) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glicoproteína (ZAG/AZGP1)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	563
ID del gen	563
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25311
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo