

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zip12 Para Wb, Elisa - Q504Y0

Número de artículo: CM0021817

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el transportador de zinc ZIP12 humano. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte de zinc, neurulación y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Zip12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Especie	Humano
ID de gen	221074
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC39A12 humano (NP_001138667.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q504Y0
Peso de proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo