

Anticuerpo Policlonal Anti-Zip14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Número de artículo: CM0015545

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ZIP14 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de transporte de iones metálicos y homeostasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZIP14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Especie	Humano
GenelD	23516
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de ZIP14 humano (NP_001121903.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15043
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo