

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zip8 Para Wb Y Elisa - Q9C0K1

Número de artículo: CM0024295

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al ZIP8 humano (SLC39A8), validado para Western blot (WB) y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del transporte de zinc/manganeso e inmunidad.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ZIP8 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 64116                                                                                                             |
| GeneID              | 64116                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 del ZIP8 humano (NP_071437.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                       |
| SWISS               | Q9C0K1                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                    |