


Anticuerpo Policlonal Anti-Zmat2 Para Wb, Elisa - Q96Nc0

Número de artículo: CM0013282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZMAT2 humano validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra ZMAT2, un componente del espliceosoma, adecuado para estudios del corte y empalme del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZMAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	153527
ID del gen	153527
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de ZMAT2 humano (NP_653324.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96NC0
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo