


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zmat2 Para Wb, Elisa - Q96Nc0

Número de artículo: CM0015341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZMAT2, un componente del spliceosoma involucrado en el empalme de pre-ARNm. Validado para aplicaciones WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de empalme y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZMAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	153527
ID del gen	153527
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de ZMAT2 humano (NP_653324.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NC0
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo