

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zmiz2 Para Wb Y Elisa - Q8Nf64

Número de artículo: CM0021803

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZMIZ2, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudiar la coactivación de receptores nucleares y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZMIZ2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	83637
ID del Gen	83637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de ZMIZ2 humano (NP_001287888)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NF64
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo