

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zmpste24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

Número de artículo: CM0023826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZMPSTE24, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el procesamiento de la laminina A, la dinámica de la envoltura nuclear y los mecanismos antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra ZMPSTE24
Observaciones/Alias	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10269
GeneID	10269
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ZMPSTE24 humano (NP_005848.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75844
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo