

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Zmsnf2 Para Wb, Elisa - A0A3L6Fqf6

Número de artículo: CM0018771

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a ZmSNF2 de maíz (UniProt A0A3L6FQF6), validado en WB y ELISA. Ideal para investigación de remodelación de cromatina en maíz. Inmunógeno de proteína recombinante, enviado con bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZmSNF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
Especie	Maíz
ID del Gen	103652266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 901-1089 de ZmSNF2 de maíz XP_020405944.1
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Maíz
SWISS	A0A3L6FQF6
Peso Molecular	155kDa
Envío	Bolsa de hielo