


## Anticuerpo Policlonico Anti-Zmynd11 Para Wb, Elisa - Q15326

Número de artículo: CM0030428



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la ZMYND11 (BS69/BRAM1) humana, apto para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Un lector de cromatina clave y supresor tumoral para investigaciones epigenéticas y sobre el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ZMYND11 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Notas/Alias         | BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 10771                                                                                                                                    |
| GeneID              | 10771                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 278-567 de la ZMYND11 humana (NP_997644.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                            |
| SWISS               | Q15326                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 71kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |