


Anticuerpo Policlonal Anti-Zmynd8 (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, Elisa - Q9ULu4

Número de artículo: CM0021618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra ZMYND8 humano. Validado para WB, IP, ELISA con reactividad humana y de ratón. Útil para la investigación de lectores de cromatina, regulación de la transcripción y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KO] ZMYND8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23613
GeneID	23613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 959-1188 del ZMYND8 humano (NP_898868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULU4
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo