

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf10 Para Wb, Elisa - P21506

Número de artículo: CM0028336

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF10 de alta calidad para Western blot y ELISA, detecta la proteína de dedo de zinc 10 humana (ZNF10/KOX1), un posible regulador transcripcional. Adecuado para investigación en cromatina y regulación génica. SWISS: P21506.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo ZNF10 (pAb)
Observaciones/Alias	KOX1; ZNF10
Especie	Humano
GeneID (humano)	7556
GeneID	7556
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 474-573 de la ZNF10 humana (NP_056209.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21506
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo