

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf10 Para Wb, Elisa - P21506

Número de artículo: CM0019062

Introducción

ZNF10 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la proteína de dedo de zinc ZNF10 (KOX1), un regulador transcripcional con un peso molecular de 66 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF10 Rabbit pAb
Notas/Alias	KOX1; ZNF10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7556
GeneID	7556
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la ZNF10 humana (NP_056209.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21506
Peso de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo