

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf124 (Hzf-16) Para Wb, Elisa - Q15973

Número de artículo: CM0015554

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF124 (HZF-16), adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF124
Observaciones/Alias	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7678
ID del Gen	7678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-200 de ZNF124 humano (NP_001284497.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q15973
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo