

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf133 Para Wb, Elisa - P52736

Número de artículo: CM0014310

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ZNF133 (proteína de dedo de zinc 133), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de regulación de la transcripción y el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF133 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7692
ID de Gen	7692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del ZNF133 humano (NP_003425.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52736
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo