

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf134 Para Wb Y Elisa - P52741

Número de artículo: CM0023788

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF134 validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la proteína de dedo de zinc 134 humana, un posible regulador transcripcional. Adecuado para aplicaciones de investigación y diagnóstico. UniProt P52741.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF134 Conejo pAb
Observaciones/Alias	pHZ-15; ZNF134
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7693
ID del Gen	7693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-170 de ZNF134 humano (NP_003426.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P52741
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo