

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf143 (Wb, Elisa) - P52747

Número de artículo: CM0019858

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF143 humano (factor de unión a SPH/hStaf) para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la regulación transcripcional y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF143 pAb de conejo
Observaciones/alias	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Especie	Humano
GeneID	7702
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 437-638 de ZNF143 humano (NP_003433.3)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P52747
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo