

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) Para Wb Y Elisa - P17020

Número de artículo: CM0021011

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF16 humano (HZF1/KOX9), un factor de transcripción de dedos de zinc implicado en el ciclo celular y la apoptosis. Adecuado para WB y ELISA. Reacciona con la especie humana. 76kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF16 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HZF1, KOX9, ZNF16
Especie	Humano
ID del Gen	7564 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de ZNF16 humano (NP_008889.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17020
Peso Molecular de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo