

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf177 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Número de artículo: CM0014007

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF177 humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación transcripcional en entornos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ZNF177
Observaciones/Alias	PIGX; ZNF177
Especie	Humano
ID génico (humano)	7730
ID génico	7730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-110 de ZNF177 humano (NP_003442.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13360
Peso proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo