

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf182 Para Wb Y Elisa - P17025

Número de artículo: CM0023898

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ZNF182 de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con especies humanas, de ratón y de rata. Se dirige al regulador transcripcional de la proteína de dedo de zinc 182.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF182 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-210 del ZNF182 humano (NP_001171570.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17025
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo