

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf195 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14628

Número de artículo: CM0026020

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZNF195 (SWISS O14628), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción y la biología de proteínas con dedos de zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF195 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRF1; ZNFP104; ZNF195
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7748
ID del Gen	7748
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de ZNF195 humano (NP_001123991.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14628
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo