

Anticuerpo Monoclonal Anti-Znf20 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17024

Número de artículo: CM0008078

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ZNF20 validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. El objetivo es ZNF20 (KOX13), un factor de transcripción con dedos de zinc de 62 kDa. Ideal para investigaciones sobre la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF20 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KOX13
Especie	Humana
GeneID (humano)	7568
GeneID	7568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-118 de ZNF20 humano (NP_066966.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P17024
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo