

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf20 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

Número de artículo: CM0030654

Introducción

pAb de Conejo ZNF20 (ZNF20/KOX13 humano, ID de gen 7568) para Western blot, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF20
Observaciones/Alias	KOX13; ZNF20
Especie	Humano
ID de Gen	7568 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del ZNF20 humano (NP_066966.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17024
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo