

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf207 (Bugz, Hbugz) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

Número de artículo: CM0023129

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF207 humano (BuGZ, hBuGZ), validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Para investigación sobre ensamblaje del huso mitótico y alineación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF207 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
Especie	Humano
ID genético	7756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 de ZNF207 humano (NP_003448.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43670
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo