

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf22 Para Wb, Elisa - P17026

Número de artículo: CM0014170

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF22 validado para WB y ELISA. Detecta ZNF22 humano y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de regulación transcripcional e investigaciones de biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7570
ID de Gen	7570
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 del ZNF22 humano (NP_008894.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P17026
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo