

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf23 Para Wb, Elisa - P17027

Número de artículo: CM0014443

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ZNF23 humano (KOX16, ZNF359, ZNF612), validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de regulación transcripcional y desarrollo embrionario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7571
GeneID	7571
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del ZNF23 humano (NP_666016.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17027
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo