

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf24 Para Wb, Elisa - P17028

Número de artículo: CM0028196



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF24 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta ZNF24 (KOX17/RSG-A) humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de factores de transcripción y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7572
GeneID	7572
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 169-368 del ZNF24 humano (NP_008896.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P17028
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo