

Anticuerpo Monoclonal Anti-Znf259 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075312

Número de artículo: CM0003059

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ZNF259 (ZPR1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la regulación del ciclo celular y la localización de SMN1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF259 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GKAF; ZNF259
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8882
ID de Gen	8882
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 360-459 del ZNF259 humano (075312).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075312
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo