

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf263 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14978

Número de artículo: CM0022469

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para ZNF263, un factor de transcripción con dedos de zinc KRAB/SCAN que reprime la expresión génica mediante la modificación de la cromatina. Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre regulación de la transcripción y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF263 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Especie	Humana
GeneID (humano)	10127
GeneID	10127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-240 de ZNF263 humano (NP_005732.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	O14978
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo