

Anticuerpo Policlonico Anti-Znf264 Para Wb, Elisa - 043296

Número de artículo: CM0021162

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ZNF264 humano (O43296). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para investigación de regulación transcripcional, unión al ADN y proteínas nucleares. Fuente confiable de materia prima para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF264 Rabbit pAb
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9422
ID del Gen	9422
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de ZNF264 humano. (NP_003408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43296
Peso Molecular	71kDa
Envío	Bolsa de hielo