

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf268 (Hzf3) Para Wb, Elisa - Q14587

Número de artículo: CM0012962



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF268 (HZF3), un represor transcripcional implicado en el cáncer y la señalización antiviral. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la regulación transcripcional y la oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF268 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HZF3; ZNF268
Especie	Humana
GeneID (humano)	10795
GeneID	10795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ZNF268 humano (NP_001159353.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q14587
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo