

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf273 Para Wb, Elisa - Q14593

Número de artículo: CM0015795

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF273 humano (HZF9), validado para WB y ELISA. Se trata de un factor de transcripción de dedos de zinc localizado en el núcleo, adecuado para investigación sobre regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ZNF273 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HZF9; ZNF273
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10793
GeneID	10793
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-260 de ZNF273 humano (NP_066971.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14593
Peso molecular	65kDa
Envío	Bolsa de hielo