

Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-Znf296 Para Wb, Elisa - Q8Wuu4

Número de artículo: CM0014609

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF296 validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación transcripcional, proteínas de dedo de zinc e interacciones con KLF4. Materia prima IVD de grado de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF296
Observaciones/Alias	ZFP296; ZNF342; ZNF296
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	162979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ZNF296 humano (NP_660331.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WUU4
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo