

Anticuerpo Policlonico Anti-Znf302 Para Wb, Elisa - Q9Nr11

Número de artículo: CM0020400

Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo dirigido a ZNF302 humano (proteína de dedo de zinc 302), apto para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF302 Rabbit pAb
Notas/Alias	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55900
ID del Gen	55900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-200 de ZNF302 humano (NP_060913.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NR11
Peso Molecular	55kDa
Envío	Bolsa de hielo