

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf324 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075467

Número de artículo: CM0020726

Introducción

ZNF324 Rabbit pAb para ZNF324 humano, validado en IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre la regulación transcripcional y estudios de proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF324 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; proteína 324 con dedo de zinc
Especie	Humana
GeneID (humano)	25799
GeneID	25799
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 271-553 de ZNF324 humano (NP_055162.1)
Fuente	Oveja
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	075467
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo