

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf331 Para Wb, Elisa - Q9Nqx6

Número de artículo: CM0015096

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF331 validado para WB y ELISA; detecta ZNF331 en humanos, ratones y ratas. Se dirige a un factor de transcripción específico de testículo potencialmente involucrado en la espermatogénesis. ID de UniProt: Q9NQX6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ZNF331
Observaciones/Alias	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
Especie	Humana
ID de gen (humano)	55422
ID de gen	55422
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-130 de la ZNF331 humana (NP_061025.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NQX6
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo