

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf346 Para Wb Y Elisa - Q9UI40

Número de artículo: CM0025993



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF346 humana (proteína de dedo de zinc JAZ). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para la investigación de unión a ARN y función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF346 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JAZ; Zfp346; ZNF346
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23567
GeneID	23567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-294 de la ZNF346 humana (NP_036411.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL40
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo