

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Znf350 Para Wb, Elisa - Q9Gzx5

Número de artículo: CM0029952

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ZNF350 humano (ZBRK1, ZFQR) validado para WB y ELISA. Detecta muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudios sobre represión transcripcional y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF350 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	59348
ID del Gen	59348
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 285-532 de ZNF350 humano (NP_067645.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9GZX5
Peso Molecular	60kDa
Envío	Bolsa de hielo