

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf416 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwm5

Número de artículo: CM0017953

Introducción

CamelBio proporciona un anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF416 adecuado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce ZNF416 humano, de ratón y de rata, un activador transcripcional mecanosensible en la investigación de la biología de los fibroblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF416 Rabbit pAb
Observaciones/alias	ZNF416
Especie	Humano
GeneID	55659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 495-594 de ZNF416 humano (NP_060349.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BWM5
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo