

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf426 Para Wb, Elisa - Q9Buy5

Número de artículo: CM0019222

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF426 para WB y ELISA, reacción cruzada con ratón. Objetivo: un factor de transcripción de dedo de zinc implicado en la regulación transcripcional. UniProt Q9BUY5, 63 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF426 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	K-RBP; ZNF426
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	79088
ID de gen	79088
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BUY5
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo