

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf433 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Número de artículo: CM0015573

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF433 validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ZNF433 humano, de ratón y de rata, un posible regulador de la transcripción con dedos de zinc. Adecuado para estudios de regulación génica y proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF433 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF433
Especie	Humano
GeneID (humano)	163059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 564-673 de ZNF433 humano (NP_001073880.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N7K0
Peso molecular	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo