

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf451 Para Wb, Elisa - Q9Y4E5

Número de artículo: CM0013941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF451 humano (ligasa E3 de proteínas SUMO, también conocida como COASTER/ZATT). Validado para Western blot y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar la SUMOilación, la respuesta al daño del ADN y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF451 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZATT; COASTER; dj417i1.1; ZNF451
Especie	Humano
GeneID (humano)	26036
GeneID	26036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-900 de ZNF451 humano (NP_001026794.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4E5
Peso de la proteína	121 kDa
Envío	Bolsa de hielo