

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf460 Para Wb Y Elisa - Q14592

Número de artículo: CM0022015

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF460 (alias HZF8, ZNF272) validado para Western blot y ELISA. Detecta ZNF460 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de factores de transcripción nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF460 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HZF8; ZNF272; ZNF460
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-210 del ZNF460 humano (NP_006626.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14592
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo