

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf471 Para Wb, Elisa - Q9Bx82

Número de artículo: CM0024354

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF471 validado para WB y ELISA. Específico para ZNF471 humano, un factor de transcripción de dedos de zinc. Ideal para estudios epigenéticos y de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF471 Rabbit pAb
Notas / Alias	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
Especie	Humano
GeneID (humano)	57573
GeneID	57573
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-221 de la ZNF471 humana (NP_065864.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BX82
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo