

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf521 Para Wb, Elisa - Q96K83

Número de artículo: CM0021004

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF521 humano (EHZF/Evi3) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de células madre y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF521 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EHZF; Evi3; ZNF521
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25925
GeneID	25925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-420 del ZNF521 humano (NP_056276.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96K83
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo